

Tampones para hacer experimentos de CD en todo el rango de pH

compuesto	pK _a	pK _b	Rango pH
H ₃ PO ₄	2.16		1.5-2.5
HCOOH	3.75		3.0-4.0
CH ₃ COOH	4.76		4.5-5.5
NaH ₂ PO ₄	7.21		6-7.5
Tris (acid)	8.0		8.0-9.0
Na ₂ CO ₃	10.33	3.67	9.5-11.0
Na ₃ PO ₄	12.32	1.68	11.5-13.0